


◆「バーコード」を使用してMWMサーバーから情報を取得する

日本医療ソフト株式会社
医療情報システムの未来を創造しています

バーコードリーダーで読み込んだIDを使用して、MWMサーバーへ検索を行い、健診者情報を取得します。撮影装置からの検索に対し、健診者情報を送ります。



MWMゲートウェイ用PC で使用するソフト

- ① MWMサーバーソフト (製品名: DICOMネーマー)
MWMサーバーへ検索を行い、健診者情報を取得します。
撮影装置へ健診者情報を送信します。

ハードウェア

- ① パソコン Windows8、7
- ② LANケーブル カテゴリ5e以上
- ③ ハブ 1000Mbps対応
- ④ バーコードリーダー